



CHRAŇTE SE
NEJVYŠŠÍ KVALITOU
ČESKÉ VÝROBY



ZDRAVOTNICKÉ NANORESPIRÁTORY FFP2

ZACHYTÍ 99% NANOČÁSTIC VELIKOSTI
120 NANOMETRŮ (SARS-CoV-2)

Splňují nejpřísnější požadavky mikrobiální čistoty
a zdravotní nezávadnosti (respirátor není cytotoxický,
nedráždí pokožku a nemá senzibilizační potenciál).

Vlastnost	Požadavek normy	Balerina PFHM731
Filtrační účinnost	min. 94 %	99,6 %
Vdechovací odpor při chůzi	max. 70 Pa	40,2 Pa
Vdechovací odpor při běhu	max. 240 Pa	116,5 Pa
Vydechovací odpor	max. 300 Pa	176,7 Pa



Filtrační účinnost tohoto respirátoru neklesá ani po 40h používání a to díky jedinečné membráně, která filtruje díky své vnitřní struktuře. Doporučený způsob ošetření: UV-C sanitizační box či tzv. věšáčková metoda (4 dny v suchu a čistotě ponechat respirátor mezi jednotlivými použitím).

Široký výběr vzorů
více než **52 druhů**

   **balerina.cz**

24,90 Kč* / 1 ks
bez DPH

***ZVÝHODNĚNÁ CENA PRO LÉKÁRNY, ZDRAVOTNICKÁ
ZAŘÍZENÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ NA
DOTAZ info@balerina.cz**