



CHRAŇTE SE
NEJVYŠŠÍ KVALITOU
ČESKÉ VÝROBY



44,90 Kč* / 1 ks
bez DPH

ZDRAVOTNICKÉ NANORESPIRÁTORY FFP3

ZACHYTÍ 99% NANOČÁSTIC VELIKOSTI
120 NANOMETRŮ (SARS-CoV-2)

Splňují nejpřísnější požadavky mikrobiální čistoty
a zdravotní nezávadnosti (respirátor není cytotoxický,
nedráždí pokožku a nemá senzibilizační potenciál).

Vlastnost	Požadavek normy	Balerina PFHM933
Filtrační účinnost	min. 99 %	99,6 %
Vdechovací odpor při chůzi	max. 100 Pa	41 Pa
Vdechovací odpor při běhu	max. 300 Pa	135 Pa
Vydechovací odpor	max. 300 Pa	228 Pa



Filtrační účinnost tohoto respirátoru neklesá ani po 40h používání a to díky jedinečné membráně, která filtruje díky své vnitřní struktuře. Doporučený způsob ošetření: UV-C sanitizační box či tzv. věšáčková metoda (4 dny v suchu a čistotě ponechat respirátor mezi jednotlivými použitími).

Široký výběr vzorů
více než 24 druhů

   [balerina.cz](https://www.balerina.cz)

***ZVÝHODNĚNÁ CENA PRO LÉKÁRNY, ZDRAVOTNICKÁ
ZAŘÍZENÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ NA
DOTAZ info@balerina.cz**